

Questions et Réponses

Q: Combien de temps après avoir suspecté une grossesse puis-je faire le test ?

R: Vous pouvez faire un test d'urine dès le premier jour où vous n'avez pas vos règles. Vous pouvez effectuer le test à n'importe quel moment de la journée; cependant, l'urine du premier matin contient la plus forte concentration d'hormones de grossesse.

Q: Dois-je faire le test avec la première urine du matin ?

R: Bien que vous puissiez effectuer le test à n'importe quel moment de la journée, les premières urines du matin sont généralement les plus concentrées et contiennent le plus d'hCG.

Q: Quelle est la précision du test ?

R: Une évaluation clinique a comparé le Make A Baby® à un autre test d'hCG sur membrane urinaire disponible dans le commerce. L'essai clinique auprès des consommateurs a porté sur 216 échantillons d'urine, et les deux tests ont permis d'identifier 76 résultats positifs et 140 résultats négatifs. Les résultats ont démontré une précision globale de >99% pour le Make A Baby®.

Q: Quels sont les facteurs susceptibles d'affecter le résultat du test ?

R: Les drogues contenant de l'hCG (telles que Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) peuvent donner des résultats faussement positifs. L'alcool, les contraceptifs oraux, les analgésiques, les antibiotiques ou les thérapies hormonales qui ne contiennent pas d'hCG ne devraient pas affecter le résultat du test.

Q: Que dois-je faire si le résultat indique que je suis enceinte ?

R: Cela signifie que votre urine contient de l'hCG et que vous êtes probablement enceinte. Consultez votre médecin pour confirmer votre grossesse et discuter des mesures à prendre.

Q: Si le résultat indique que je suis enceinte, cela signifie-t-il autre chose qu'une grossesse normale ?

R: D'autres conditions médicales que la grossesse, telles qu'un kyste ovarien ou une grossesse extra-utérine (grossesse en dehors de l'utérus) peuvent provoquer des taux élevés d'hCG.

Q: Comment puis-je savoir que le test a été effectué correctement ?

R: L'apparition d'une ligne rouge dans la fenêtre de contrôle (C) indique que vous avez suivi la procédure de test correctement et que la quantité d'urine appropriée a été absorbée.

Q: Que dois-je faire si le résultat indique que je ne suis pas enceinte ?

R: Cela signifie qu'aucune hCG n'a été détectée dans votre urine et que vous n'êtes probablement pas enceinte. Si vous n'avez pas vos règles dans la semaine qui suit la date prévue, refaites le test avec une nouvelle bandelette. Si vous obtenez le même résultat après avoir répété le test et que vous n'avez toujours pas vos règles, vous devez consulter votre médecin.