

Preguntas y Respuestas

Q: Después de cuánto tiempo después de sospechar un embarazo puedo realizarme la prueba?

R: Puede realizar la prueba de orina a partir del primer día de ausencia del periodo. Puede realizar la prueba en cualquier momento del día; sin embargo, la primera orina de la mañana contiene la mayor concentración de la hormona del embarazo.

Q: Tengo que hacer la prueba con la primera orina de la mañana?

R: Aunque puede realizar la prueba en cualquier momento del día, la primera orina de la mañana suele ser la más concentrada y la que contiene más hCG.

Q:Cuál es la precisión de la prueba?

R: Una evaluación clínica comparó el Make A Baby® con otra prueba de hCG por membrana en orina disponible en el mercado. El ensayo clínico con consumidores incluyó 216 muestras de orina, y ambos ensayos identificaron 76 resultados positivos y 140 negativos. Los resultados demostraron una precisión global >99% del Make A Baby®.

Q: Qué factores pueden afectar al resultado de la prueba?

R: Los medicamentos que contienen hCG (como Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) pueden dar falsos resultados positivos. El alcohol, los anticonceptivos orales, los analgésicos, los antibióticos o las terapias hormonales que no contienen hCG no deberían afectar al resultado de la prueba.

Q: Qué debo hacer si el resultado muestra que estoy embarazada?

R: Significa que su orina contiene hCG y probablemente esté embarazada. Consulte a su médico para confirmar su embarazo y discutir los pasos necesarios.

Q: Significa el resultado algo más que un embarazo normal si muestra que estoy embarazada?

R: Otras afecciones médicas además del embarazo, como un quiste ovárico o un embarazo ectópico (embarazo fuera del útero) pueden causar niveles elevados de hCG.

Q: Cómo sé que la prueba se ha realizado correctamente?

La aparición de una línea roja en la ventana de control (C) indica que ha seguido correctamente el procedimiento de la prueba y que se ha absorbido la cantidad adecuada de orina.

Q: Qué debo hacer si el resultado muestra que no estoy embarazada?

R: Significa que no se ha detectado hCG en su orina y probablemente no esté embarazada. Si su periodo no comienza en el plazo de una semana, repita la prueba con una nueva tira reactiva. Si obtiene el mismo resultado después de repetir la prueba y sigue sin tener la regla, debe acudir a su médico.